

PRELEVEUR D'AIR : Préleveur **SAS SUPER IAQ**

- Utilisation simple
- Construction robuste

Pour : salle blanche - usines Agro-alimentaires, Laiterie, sites de Production de Boisson - Laboratoire Microbiologique - Locaux de Biotechnologie - Usine de production de Vaccin – Usine de Traitement des eaux usées - École, formation d'Université et enseignement - Hôpitaux et Cliniques- établissements de santé publique, etc...



Pour boîtes Rodac 55 mm ou 90 mm.
Affichage continu du volume aspiré.
Indicateur de charge de batterie.
Débit auto-régulé 100 litres/mn.

Livré avec tête aluminium (pour boîte 55 mm ou 90 mm), batterie rechargeable, chargeur de batterie, télécommande et mallette de transport.



Volume d'aspiration programmable de 1 à 1000 litres
Mémoire de 100 cycles de mesure ;
Départ différé possible : 1-2-3-5-10-20 mn
8 volumes de prélèvements pré-réglés
(150/250/350/450/550/650/750/850 litres)
Batterie 8,4V - 2,7 A/h : autonomie 6 heures (40000 litres) /
Charge 4H
Dimensions HxLxP : 290x15x110 mm ;
Poids : 1,75 kg

- Conforme à la norme PR NF EN ISO 14698
- Contrôleur d'hygiène par impactage sur gélose en boîte Rodac diamètre 55 mm
- Débit 100 l/min. Prélèvement 1 à 1000 l d'air
- Affichage du volume d'air aspiré
- Autonomie 6 h. Alimentation 8,4 V- 2,4 A/h
- Dimensions 105 x 110 x 290 mm. Poids 1,75 kg.
- Kit comprenant:
- 1 SAS SUPER IAQ
- 1 CHARGEUR DE BATTERIE
- 1 TETE ALUMINIUM 55 MM
- 1 MALETTE DE TRANSPORT
- 1 TELECOMMANDE

Marque : **PBI**

Référence

90593

90723

Disponible sous 7-15 j.

Désignation

Kit préleveur SAS SUPER IAQ 55 mm

Kit préleveur SAS SUPER IAQ 90 mm

